

She knows best!

이런 분들에게 더욱 좋습니다

- √ 생리가 불규칙하신 분
- √ 계획 임신이 필요하신 분
- √ 생리일을 고려한 계획적인 삶이 필요하신 분



본 제품은 의료기기이며, 사용상 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하십시오.

품목명	개인용임신내분비물질검사지
모델명	She LH Strip
사용목적	사람의 소변에서 황체형성호르몬(LH)을 면역크로마토그래피 방법으로 반정량하여 배란일 확인에 도움을 주는 체외진단의료기기
제조원	(주)필메디
품목인증번호	체외 제인 22-4875호
저장방법	차광 기밀용기, 실온보관(2°C ~ 30°C)
유통기한	제조일로부터 2년
사용상 주의사항	제품 사용설명서를 꼭 읽어주세요.

T +82-31-698-3112
E marketing@philmedi.com
H www.philmedi.com

PHILMEDI
경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길33
센터엠 418호

She knows best! She

그녀의 계획에 실패는 없다!



생리시작일을 아니까 내 삶이 달라졌다!

She is **She**
LH

생리시작일 예측
가임기간 예측

- √ 생리가 불규칙하신 분
- √ 계획 임신이 필요하신 분
- √ 생리일을 고려한 계획적인 삶이 필요하신 분








즐거운 여행도

“생리시작일과 가임기간을 예측합니다.”

생리시작일 예측 서비스

Shei LH



She LH는 배란시기가 되면 LH 호르몬(황체형성호르몬)이 급격히 증가하는 특성과 LH 검출 스트립 결과를 촬영 후 결과선과 대조선의 색상 비율을 분석하여 소변 검체 내 LH 수치를 표시합니다.(LH의 농도를 대변하지 않음)